


| | | |
|---|---|--|
| Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik) | SOP PENGAJUAN KALIBRASI ALAT LABORATORIUM BIOMEDIK | Halaman 1 dari 2 |
| Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter) | | Nomor Dokumen : 009/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024 |
| Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II) |  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung | Tanggal Revisi : - |
| Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan) | | |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Tujuan | : | Sebagai pedoman bagi Kepala Laboratorium dan Laboran Biomedik dalam mengajukan kalibrasi alat sehingga kegiatan laboratorium |
| 2. Ruang Lingkup | : | Prosedur Pengajuan Kalibrasi Alat |
| 3. Definisi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Laboratorium Biomedik adalah dosen yang diangkat oleh Rektor untuk melakukan tugas penunjang penyelenggaraan dan pelaporan kegiatan praktikum di Laboratorium Biomedik 2. Laboran adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan memelihara kelangsungan kegiatan laboratorium yang tertib dan aman. 3. Kalibrasi alat adalah rangkaian kegiatan untuk menguji alat agar hasil pengukuran bernilai valid dan terpercaya |
| 4. Referensi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan 2. ISO/IEC 17025 tentang kalibrasi alat |
| 5. Distribusi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Laboratorium Biomedik 2. Laboran Laboratorium Biomedik |
| 6. Lampiran | : | Terlampir |

1. Pendahuluan


Kegiatan laboratory activity menggunakan berbagai macam alat ukur untuk menjamin volume, berat dan jumlah zat yang digunakan sesuai. Untuk menjamin hasil pengukuran yang tepat, setiap alat perlu diperiksa berkala agar sesuai standar.


2. Prosedur Pengajuan Kalibrasi Alat

- a. Laboran Biomedik menginventarisir alat yang memerlukan kalibrasi
- b. Kepala Laboratorium Biomedik mengajukan permohonan kalibrasi alat ke Fakultas dan Yayasan
- c. Kalibrasi alat diajukan Laboratorium Biomedik setahun sekali
- d. Yayasan menentukan pihak ketiga yang dapat melakukan kalibrasi
- e. Kepala Laboratorium Biomedik beserta laboran menentukan jadwal kalibrasi yang sesuai
- f. Laboran Biomedik mengumpulkan alat yang akan dikalibrasi
- g. Laboran melakukan pengecekan alat yang telah dikalibrasi dan menyimpannya kembali di tempat semula

3. Pengendalian

Laboran dan Kepala Laboratorium Biomedik membuat arsip kegiatan termasuk dokumen sertifikat kalibrasi alat oleh pihak ketiga.

| | | |
|---|---|--|
| Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik) | SOP PENGAJUAN KALIBRASI ALAT LABORATORIUM BIOMEDIK | Halaman 2 dari 2 |
| Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter) | | Nomor Dokumen : 009/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024 |
| Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II) |  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung | Tanggal Revisi : - |
| Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan) | | |



| Ditetapkan Oleh | Disetujui Oleh | Diperiksa Oleh |
|---|--|---|
|  Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes Dekan |  Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes Wakil Dekan II |  Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter |
| Tanggal : 26 Agustus 2024 | Tanggal : 26 Agustus 2024 | Tanggal : 26 Agustus 2024 |

